

Asunto: Validación inmovilizador P11511545I3			Realizado: C. C.
Rev	Responsable	Descripción	Fecha
00	Cristina C.	Documento original	19/06/2025

Contenido

1.- Objetivo	1
2.- Validación	2
2.1.- Planos.....	2
2.2.- Dimensiones	3
3.- Materiales	3
4.- Conclusiones	3

1.-Objetivo

El objetivo de este documento es validar el inmovilizador P11511545I3:

Denominación	Código JdP	Código Compras	Proveedor
Inmovilizador	P11511545I3	XXXXXX	XXXXXX

Este inmovilizador se empleará para los siguientes dispositivos:



- AirQ Sensor sin base

2.-Validación

Se procede a validar las muestras físicas con los requisitos indicados en el plano.



2.1.-Planos

Se verifica sobre las muestras que el inmovilizador se corresponde con el plano.

Plano enviado para muestras	Elemento recibido para validar
	

2.2.-Dimensiones

Se verifica que, una vez realizado el montaje, las medidas son correctas.

Inmovilizador montado	Inmovilizador en embalaje
	
	

3.-Materiales

Cartón Kraft Liner 400 gramos.

4.-Conclusiones

La muestra queda validada.