

<b>Asunto:</b> Validación inmovilizador P11511560I1			<b>Realizado:</b> C. C.
<b>Rev</b>	<b>Responsable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>
00	Cristina C.	Documento original	19/06/2025

## Contenido

1.- Objetivo .....	1
2.- Validación .....	2
2.1.- Planos.....	2
2.2.- Dimensiones .....	3
3.- Materiales .....	3
4.- Conclusiones .....	3

## 1.-Objetivo

El objetivo de este documento es validar el inmovilizador P11511560I1:

Denominación	Código JdP	Código Compras	Proveedor
Inmovilizador	P11511560I1	XXXXXX	XXXXXX

Este inmovilizador se empleará para los siguientes dispositivos:



- Aidoo 2.0

## 2.-Validación

Se procede a validar las muestras físicas con los requisitos indicados en el plano.

### 2.1.-Planos

Se verifica sobre las muestras que el inmovilizador se corresponde con el plano.

Plano enviado para muestras	Elemento recibido para validar
	

## 2.2.-Dimensiones

Se verifica que, una vez realizado el montaje, las medidas son correctas.

Inmovilizador montado	Inmovilizador en embalaje
	
	

## 3.-Materiales

Cartón Kraft Liner 400 gramos.

## 4.-Conclusiones

La muestra queda validada.