

|                                                     |                    |                    |                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Asunto:</b> Validación inmovilizador P17211590I1 |                    |                    | <b>Realizado:</b> C. C. |
| <b>Rev</b>                                          | <b>Responsable</b> | <b>Descripción</b> | <b>Fecha</b>            |
| 00                                                  | Cristina C.        | Documento original | 24/03/2026              |

## Contenido

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1.- Objetivo .....      | 1 |
| 2.- Validación .....    | 2 |
| 2.1.- Planos.....       | 2 |
| 2.2.- Dimensiones ..... | 3 |
| 3.- Materiales .....    | 3 |
| 4.- Conclusiones .....  | 3 |

## 1.-Objetivo

El objetivo de este documento es validar el inmovilizador P17211590I1:

| Denominación  | Código JdP  | Código Compras | Proveedor |
|---------------|-------------|----------------|-----------|
| Inmovilizador | P17211590I1 | P17211590I1    | XXXXXX    |

Este inmovilizador se empleará para los siguientes dispositivos:

- Aidoo Pro HUB Fancoil

## 2.-Validación

Se procede a validar las muestras físicas con los requisitos indicados en el plano.

### 2.1.-Planos

Se verifica sobre las muestras que el inmovilizador se corresponde con el plano.



## 2.2.-Dimensiones

Se verifica que, una vez realizado el montaje, las medidas son correctas.

| Inmovilizador montado                                                               | Inmovilizador en embalaje                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |
|  |  |

## 3.-Materiales

Cartón Kraft Liner 400 gramos.

## 4.-Conclusiones

La muestra queda validada.